



**Seu fígado, sob controle.**

Diário privado e risco FIB-4 num só lugar.

E-mail

seuemail@exemplo.com

Senha

Digite sua senha

[Esqueci minha senha](#)

**Entrar**

**Ou**

**Continuar como convidado**

Não tem conta? [Criar conta](#)



## Criar Conta

Leva menos de um minuto. Você pode sincronizar depois.

Nome

E-mail

Senha

Confirmar senha



Li e aceito a [Política de Privacidade](#). Sei que meu diário de álcool só é sincronizado se eu autorizar.

**Criar conta**

Aceite a política de privacidade para continuar

Prefere não se cadastrar agora?

**Continuar como Convidado**

Já tem conta? [Entrar](#)



## Esqueceu sua senha?

Informe o e-mail da sua conta. Enviaremos um link para você criar uma nova senha.

E-mail

seuemail@exemplo.com

**Enviar link de recuperação**

Lembrou a senha? [\*\*Voltar ao login\*\*](#)



## Alterar senha

Por segurança, confirme sua senha atual antes de definir uma nova

Senha atual

[Não lembro minha senha atual](#)


Nova senha

Confirmar senha

### A NOVA SENHA PRECISA TER

- ☒ Pelo menos 8 caracteres
- ☒ Letras maiúsculas e minúsculas
- ☐ Pelo menos um número
- ☐ Caractere especial

**Salvar nova senha**



Início



Relatório




Drinks



Exames



Perfil



## Adicionar Drink



Cervejas



Destilados



Vinhos



1 lata de cerveja (350 ml) = 1 drinque padrão  
O app soma seus registros em drinques padrão  
para calcular seu consumo.

**Adicionar**



Início



Relatório



Drinks



Exames



Perfil



# Drinks



Cervejas



Destilados



Vinhos

Data

12/09/2026 

Hora

12:45 

-

1

+

Adicionar

Semana

Mês

Ano

6

Cervejas

4

Destilados

3

Vinhos

HISTÓRICO

Tipo

Data

| Data       | Hora  | Tipo      | Unidade | Excluir                                                                             |
|------------|-------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 12/09/2026 | 11:20 | Cerveja   | 1       |  |
| 10/09/2026 | 11:30 | Vinho     | 1       |  |
| 08/09/2026 | 21:20 | Destilado | 1       |  |
| 01/09/2026 | 14:20 | Cerveja   | 1       |  |



# Exames

## NOVO EXAME

Idade

45

anos

Data do exame

12/09/2026



! O FIB-4 é validado entre 35 e 65 anos.

AST / TGO

35

U/L

ALT / TGP

36

U/L

Plaquetas

181

 $\times 10^3/\text{mm}^3$ 

Valor típico de referência: 150 a 450

**Calcular e salvar**

## RESULTADO

Resultado FIB-4

**AMARELO****1,45**

Faixa intermediária (1,30 a 2,67). Converse com um gastroenterologista.

## HISTÓRICO

[Ver todos \(3\)](#)**1,45**

12/09/2026

Faixa: Amarelo

↓ 0,13

**1,58**

10/06/2026

Faixa: Amarelo

↓ 0,04



Início



Relatório



Drinks



Exames



Perfil



# Relatório

Semana

Mês

3 meses

## RESUMO DO PERÍODO

**Risco atual: Amarelo**  
Moderado · ver quando procurar o médico


>

FIB-4  
**1,45**  
intermediário


Drinques/sem  
**9**  
média do mês

Sem álcool  
**13 dias**  
no mês

## CONSUMO DE ÁLCOOL



## EVOLUÇÃO DO FIB-4



Modo consulta

Exportar PDF

Triagem preventiva — não substitui avaliação médica.

# Modo consulta



Resumo para o profissional de saúde · dados informados pelo paciente

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

⚠️ **AMARELO**

**1,45** **FIB-4 atual**  
Faixa intermediária

|                |               |               |                             |
|----------------|---------------|---------------|-----------------------------|
| Idade          | AST/TGO       | ALT/TGP       | Plaquetas                   |
| <b>45</b> anos | <b>35</b> U/L | <b>36</b> U/L | <b>181</b> ×10 <sup>3</sup> |

Exame de 12/09/2026

CONSUMO DE ÁLCOOL

**9** **drinques padrão por semana**

Média do último mês · 13 dias sem álcool

EVOLUÇÃO DO FIB-4

**1,62** → **1,58** → **1,45**  
Mar/26 Jun/26 Set/26

↓ **Queda de 0,17 desde março**

Triagem preventiva baseada em dados informados pelo paciente. Não substitui a avaliação clínica.

Sair do modo consulta



# Perfil



**Ricardo Alves**  
ricardo.alves@exemplo.com

## PRIVACIDADE E SINCRONIZAÇÃO

Sincronizar com a nuvem   
Só via Wi-Fi e com sua autorização

Modo camuflagem   
Disfarça o diário como calculadora

Lembretes   
Exames ou registro de consumo

## RELATÓRIO

Exportar resumo em PDF   
FIB-4 e classificação de risco

## CONTA

Alterar senha 

Política de privacidade 

Sair 



Início



Relatório



Drinks



Exames



Perfil



# Politica de privacidade

## O que é Lorem Ipsum?

Lorem Ipsum é simplesmente uma simulação de texto da indústria tipográfica e de impressos, e vem sendo utilizado desde o século XVI, quando um impressor desconhecido pegou uma bandeja de tipos e os embaralhou para fazer um livro de modelos de tipos. Lorem Ipsum sobreviveu não só a cinco séculos, como também ao salto para a editoração eletrônica, permanecendo essencialmente inalterado. Se popularizou na década de 60, quando a Letraset lançou decalques contendo passagens de Lorem Ipsum, e mais recentemente quando passou a ser integrado a softwares de editoração eletrônica como Aldus PageMaker.

## De onde ele vem?

Ao contrário do que se acredita, Lorem Ipsum não é simplesmente um texto randômico. Com mais de 2000 anos, suas raízes podem ser encontradas em uma obra de literatura latina clássica datada de 45 AC. Richard McClintock, um professor de latim do Hampden-Sydney College na Virgínia, pesquisou uma das mais obscuras palavras em latim, consectetur, oriunda de uma passagem de Lorem Ipsum, e, procurando por entre citações da palavra na literatura clássica, descobriu a sua indubitável origem. Lorem Ipsum vem das seções 1.10.32 e 1.10.33 do "de Finibus Bonorum et Malorum" (Os Extremos do Bem e do Mal), de Cícero, escrito em 45 AC. Este livro é um tratado de teoria da ética muito popular na época da Renascença. A primeira linha de Lorem Ipsum, "Lorem Ipsum dolor sit amet..." vem de uma linha na seção 1.10.32.

## Porque nós o usamos?

É um fato conhecido de todos que um leitor se distrairá com o conteúdo de texto legível de uma página quando estiver examinando sua diagramação. A vantagem de usar Lorem Ipsum é que ele tem uma distribuição normal de letras, ao contrário de "Conteúdo aqui, conteúdo aqui", fazendo com que ele tenha uma aparência similar a de um texto legível. Muitos softwares de publicação e editores de páginas na internet agora usam Lorem Ipsum como texto-modelo padrão, e uma rápida busca por 'lorem ipsum' mostra vários websites ainda em sua fase de construção. Várias versões novas surgiram ao longo dos anos, eventualmente por acidente, e às vezes de propósito (injetando humor, e coisas do gênero).

## Quando procurar o médico



O que cada faixa de risco significa e o que fazer com o seu resultado.

### ✓ VERDE

O que significa

Seus exames não mostram sinais de fibrose avançada no fígado.

O que fazer

Mantenha a rotina de cuidados e repita os exames.

Em quanto tempo

A cada 1 a 2 anos.

### ⚠ AMARELO

Sua faixa atual

O que significa

O resultado não descarta uma alteração no fígado. É preciso investigar melhor.

O que fazer

Reavalie os exames e converse com um gastroenterologista.

Em quanto tempo

Nos próximos meses; reavaliação em até 1 ano.

### ! VERMELHO

O que significa

Os exames indicam maior chance de fibrose avançada. Só um médico pode confirmar.

O que fazer

Procure um gastroenterologista ou hepatologista.

Em quanto tempo

O quanto antes, sem esperar o próximo exame.



O HepatoCheck é uma ferramenta de triagem e educação. Ele não fornece diagnóstico e não substitui a



## Resumo de acompanhamento hepático

|                           |                  |                   |                         |
|---------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|
| Paciente<br>Ricardo Alves | Idade<br>52 anos | Sexo<br>Masculino | Período<br>mar-set 2026 |
|---------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|

### RESULTADO MAIS RECENTE · EXAME DE 02/09/2026

Índice FIB-4  
**2,31**  
Risco indeterminado

2,31

Baixo  
< 1,30

Indeterminado  
1,30 – 2,67

Alto  
> 2,67

Resultado na faixa intermediária. Recomenda-se avaliação complementar com profissional de saúde (por exemplo, elastografia hepática).

AST (TGO)  
48 U/L

ALT (TGP)  
36 U/L

Plaquetas  
180 mil/mm³

Idade no exame  
52 anos

Fórmula:  $FIB-4 = (idade \times AST) \div (plaquetas [10^9/L] \times \sqrt{ALT})$ . Pontos de corte para 35–65 anos; acima de 65, o corte inferior é 2,0.

### HISTÓRICO DE EXAMES

| Data       | AST | ALT | Plaquetas | FIB-4 | Classificação |
|------------|-----|-----|-----------|-------|---------------|
| 02/09/2026 | 48  | 36  | 180       | 2,31  | Indeterminado |
| 10/06/2026 | 55  | 40  | 170       | 2,61  | Indeterminado |
| 14/03/2026 | 62  | 44  | 165       | 2,89  | Alto          |

### DIÁRIO DE CONSUMO · ÚLTIMOS 30 DIAS

Dias com consumo  
6 de 30

Média semanal  
4 doses

Maior consumo em um dia  
3 doses

**Importante:** este resumo é informativo e não substitui consulta, diagnóstico ou tratamento médico. Os valores foram registrados pelo próprio usuário no aplicativo. Leve este documento ao seu profissional de saúde.