

Apresentação dos Requisitos

App HepatoCheck

Equipe

Gabriel de Oliveira Alves

Lizandra Bispo Nascimento

Leon Mendonça

Victor Castelo Branco

Wilia Francisco da Silva

PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES (1 DE 2)

O que o HepatoCheck oferece

1

Calculadora de Risco Hepático (FIB-4)

Calcula o escore a partir de idade, AST/TGO, ALT/TGP e plaquetas.

2

Diário de Consumo com Conversor

Traduz cada bebida em “drinques padrão” antes do registro.

3

Registro em até 3 Interações

Fluxo mínimo de toques para registrar um drink em qualquer lugar.

4

Dashboard de Risco + Vida do Fígado

Classificação Verde/Amarelo/Vermelho com gráfico de evolução.

5

Modo Convidado e Modo Camuflagem

Uso sem cadastro e opção de disfarçar o diário de álcool.

6

Armazenamento Offline + Sync Wi-Fi

Dados salvos localmente; envio ao Firebase só com autorização.

PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES (2 DE 2)

O que o HepatoCheck oferece

7

Modo de Consulta para Profissionais

Visão resumida dos indicadores para leitura rápida em consulta.

9

Tela “Quando Procurar o Médico”

Explica cada faixa de risco em linguagem educativa e simples.

11

Histórico e Linha do Tempo de Exames

Evolução do FIB-4 ao longo do tempo, não só o último resultado.

8

Alertas e Lembretes de Acompanhamento

Notificações para repetir exames e registrar o consumo.

10

Metas de Redução e Dias sem Consumo

Metas graduais com feedback positivo ao serem cumpridas.

11 funcionalidades mapeadas a partir do estudo de caso, da pesquisa e do benchmark.

REQUISITOS FUNCIONAIS (1 DE 2)

RF01 a RF08

- RF01** Cálculo do escore FIB-4 a partir de idade, AST/TGO, ALT/TGP e plaquetas.
- RF02** Validação da idade antes de exibir o resultado do FIB-4.
- RF03** Registro do tipo e da quantidade de bebida consumida.
- RF04** Conversão automática de cada bebida em “drinque padrão”.
- RF05** Registro de um drinque em no máximo 3 interações.
- RF06** Classificação de risco em Verde, Amarelo ou Vermelho.
- RF07** Exibição do gráfico “vida do fígado” (0 a 100%).
- RF08** Uso do app em Modo Convidado, sem cadastro obrigatório.

REQUISITOS FUNCIONAIS (2 DE 2)

RF09 a RF16

- RF09** Modo Camuflagem: ocultar o diário de álcool como uma calculadora.
- RF10** Armazenamento de 100% dos dados localmente no dispositivo.
- RF11** Sincronização com o Firebase apenas via Wi-Fi e com autorização.
- RF12** Modo de consulta com visão resumida para profissionais de saúde.
- RF13** Notificações para repetir exames e registrar o consumo.
- RF14** Tela explicativa sobre quando procurar um profissional de saúde.
- RF15** Definição de metas de redução, com feedback ao atingi-las.
- RF16** Exportação de um resumo em PDF com FIB-4 e classificação de risco.

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Condições que o app deve atender

RNF01 — Usabilidade

Interface simples e intuitiva para o público de 30 a 60 anos.

RNF02 — Acessibilidade

Textos legíveis, botões adequados e contraste apropriado.

RNF03 — Segurança e privacidade (LGPD)

Proteção e controle de acesso aos dados de saúde.

RNF04 — Desempenho

Telas e funcionalidades respondendo em tempo adequado.

RNF05 — Disponibilidade

Funcionalidades essenciais utilizáveis mesmo sem internet.

RNF06 — Compatibilidade

Suporte a dispositivos Android 8.0 ou superior.

RNF07 — Armazenamento de dados

Integridade, persistência e recuperação, inclusive offline.

RNF08 — Conectividade

Sincronização priorizando Wi-Fi, evitando dados móveis.

RNF09 — Escalabilidade

Arquitetura preparada para crescimento de usuários e dados.

EXEMPLO DE CRUD

Registros de consumo de álcool



Criar

Usuário registra a bebida, quantidade e data/hora; o app converte para drinques padrão antes de confirmar.



Consultar

Usuário visualiza registros do dia, da semana e o histórico, com total de drinques e tendência.



Atualizar

Usuário corrige um item lançado errado; totais, metas e risco são recalculados automaticamente.



Excluir

Usuário apaga um registro indevido, mediante confirmação; a exclusão também é sincronizada se autorizada.

FUNCIONALIDADE MAIS IMPORTANTE

Calculadora de Risco Hepático (FIB-4)

JUSTIFICATIVA

- É o núcleo técnico do app é a principal proposta de valor citada no briefing. É a partir do FIB-4 que os exames de sangue se transformam em uma faixa de risco compreensível, alimentando diretamente a classificação Verde/Amarelo/Vermelho e o gráfico “vida do fígado”.
- O FIB-4 também tem limitações: ele não é confiável para menores de 35 anos nem para maiores de 65, pois a idade sozinha já pode distorcer o resultado. Por isso, o app precisa verificar a idade informada e avisar quando o resultado exige cautela, evitando um falso alarme ou uma falsa sensação de segurança.

Obrigado!